

ÉCONOKIT D'IMPACT-PLUS ET IMPACT-20

- Impact-Plus
242²⁸\$ ~~285⁰⁰\$~~
- Impact-20
283³¹\$ ~~333⁰⁰\$~~
- 5 lb de poudre
et 1 L de liquide

ÉPARGNEZ
15%



SÉPARATEUR SEPARA-PLUS

- 500 ml
25⁹²\$ ~~30⁵⁰\$~~
- 4 litres
77³⁸\$ ~~91⁰⁰\$~~

ÉPARGNEZ
15%



RÉSINE À MODÈLE DP

- Disponible en beige, ivoire, gris pâle, gris foncé et blanc
- 1 kg

ÉPARGNEZ
50\$
OU +

ACHETEZ-EN
5
OU PLUS ET PAYER
94⁹⁵\$
Chaque



STÉRILISATEURS

Maintenant disponible
chez DenPlus

ENBIO S ET PRO

- ◆ Stérilisateur de classe B à pré-vide (élimination de l'air)
- ◆ Cycle de stérilisation ultra-rapide
- ◆ Dimensions S : 56 cm x 25 cm x 16 cm
- ◆ Dimensions PRO : 56,1 x 26,9 x 20,3 cm
- ◆ Faible encombrement - Idéal lorsque l'espace est limité



CLAVE 8+

- ◆ Stérilisateur à vapeur de classe S avec séchage assisté par air
- ◆ Séchage ultra-rapide à porte fermée avec séchage assisté par air
- ◆ 5 cycles de stérilisation programmés : Solides/Non emballés, Emballés, Liquides, Textiles, Prions
- ◆ Capacité du compartiment : 8 L (22,9 cm x 36 cm)
- ◆ Nombre de plateaux : 3

3,995\$ ~~4,620\$~~



CLAVE 16+

- ◆ Stérilisateur à vapeur de classe S
- ◆ 5 cycles de stérilisation programmés : Solides/Non emballés, Emballés, Liquides, Textiles, Prions
- ◆ Technologie de séchage assisté par air pour un séchage plus rapide : 30 minutes
- ◆ Capacité du compartiment : 16 L (22,9 cm x 36 cm)
- ◆ Nombre de plateaux : 3

6,308\$ ~~7,250\$~~



CLAVE B

- ◆ Stérilisateur à vapeur de classe B
- ◆ Stérilisation et séchage rapides
- ◆ Système de pré/post-vide pour une élimination dynamique de l'air
- ◆ Meilleure pénétration et séchage plus rapide et plus efficace
- ◆ Dimension de la chambre : Ø 24,7 cm x 45 cm (23 L)
- ◆ Nombre de plateaux : 4 ou 5

8,999\$ ~~10,463\$~~

