

**ACHETEZ-EN SIX ET OBTENEZ UN SEPTIÈME GRATUITEMENT (6+1)
OU ACHETEZ-EN VINGT ET OBTENEZ QUATRE AUTRES GRATUITEMENT (20+4)**

KROMOPAN

- 450 g (1 lb)

Alginate classe A type 1

- Facilement mélangeable
- Thixotropique
- Temps de prise ultra-rapide en bouche 30"
- Haute définition des détails: 20 microns
- Très grande stabilité dimensionnelle (168 heures)
- Compatibles avec les désinfectants pour empreinte
- Arôme menthe
- Sans poussière



C'est un alginate chromatique avec une stabilité dimensionnelle élevée et une prise rapide. Le succès de cet alginate dans le monde est précisément dû à sa polyvalence et sa facilité d'utilisation.

Il est indiqué pour:

- Prothèses mobiles
- Antagonistes en prothèses amovibles et fixes
- Modèles préliminaires
- Modèles d'étude

L'indicateur chromatique aide le travail de préparation de l'empreinte indépendamment de la température et la dureté de l'eau utilisée. Les variations de température qui provoquent des modifications des temps de travail sont automatiquement indiquées par des changements de couleur. Les indications de phase chromatique garantissent que l'alginate Kromopan soit parfaitement mélangé et que l'insertion en bouche se fait au bon moment. La couleur violette indique le temps de mélange, la couleur rose le temps de préparation du porte-empreinte et la couleur blanche le temps d'insertion dans la cavité buccale.

16⁷⁵\$
Chaque

MILLENIUM

- 450 g (1 lb)

L'alginate de nouvelle génération spécifique pour les empreintes de haute précision, avec une définition détaillée de 15 µm, présente des caractéristiques telles qu'il est considéré comme un matériau de catégorie supérieure. L'arôme fraise le rend particulièrement agréable en bouche.



Classe A type 1

- Facile à mélanger
- Thixotropique
- Temps de prise rapide en bouche: 30"
- Élasticité élevée
- Haute définition des détails: 15 microns
- Très grande stabilité dimensionnelle (168 heures)
- Compatibles avec les désinfectants pour empreinte
- Arôme de fraise
- Sans poussière

Millenium est un alginate de nouvelle génération qui, bien qu'appartenant à la catégorie des hydrocolloïdes irréversibles, présente des caractéristiques telles qu'il peut être considéré en toute sécurité comme un matériau de catégorie supérieure.

Est indiqué pour:

- Prothèses mobiles
- Antagonistes en prothèses amovibles et fixes
- Temporaire
- Modèles préliminaires
- Prothèses squelettées
- Empreintes de localisation

18⁵⁰\$
Chaque

NUMÉRISEZ. IMPRIMEZ.

LA FAMILLE DE SOLUTIONS DE FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUES

SHINING 3D DENTAL

SCANNERS



DS-EX Pro H



DS-EX Pro C

LABORATOIRE :

- **DS-EX Pro H** : Résolution de numérisation maximale et nombreuses options avancées.
- **DS-EX Pro C** : Excellent rapport qualité-prix pour les besoins de numérisation moins exigeants.



INTRA-ORAUX :

- **ELF** : Ultra léger avec un format compact.
- **Elite (avec fil et sans fil)** : Combine la numérisation intra-orale et la photogrammétrie pour les plans de traitement implantaires plus complexes.

IMPRIMANTES

DEUX IMPRIMANTES CONÇUES POUR RÉPONDRE À DIFFÉRENTS BESOINS D'IMPRESSION.
DEMANDEZ-NOUS LAQUELLE CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS.



Accufab F1 :

Source lumineuse DLP. Optimisée pour l'impression rapide de résines biocompatibles à la chaise.



Accufab CEL :

Source lumineuse à DEL combinée à un écran ACL 6K. Une imprimante polyvalente offrant une excellente qualité d'impression pour une vaste gamme d'applications.



TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE POUR DÉCOUVRIR LA
GAMME COMPLÈTE DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES

