

La gamme de PVS pour impression DenPlus offre un résultat constant et prévisible en plus d'avoir le meilleur rapport qualité prix.

PVS DENPLUS

Achetez-en
6

ET OBTENEZ-EN
2 GRATUITEMENT

Épargnez
36⁴²\$



IMPRESCAN PVS POUR IMPRESSION

- Légère, moyenne, élevée et Monophase. Prise régulière et rapide.
- Paquet d'une cartouche de 50 ml avec trois embouts.



18²¹\$

BITESCAN 85

- Pour prise d'occlusion. Scannable. Prise rapide.
- Paquet d'une cartouche de 50 ml avec trois embouts.



18²¹\$

BITE CRYSTAL 70

- Pour prise d'occlusion. Clair. Prise régulière.
- Paquet d'une cartouche de 50 ml avec trois embouts.



18²¹\$

GINGISCAN 70

- Pour masques gingivaux flexible. Scannable.
- Paquet d'une cartouche de 50 ml avec trois embouts.



18²¹\$

STÉRILISATEURS

Maintenant disponible
chez denplus

ENBIO S

- ◆ Stérilisateur de classe B à pré-vide (élimination de l'air)
- ◆ Cycle de stérilisation ultra-rapide.
- ◆ Dimensions : 56 cm x 25 cm x 16 cm
- ◆ Faible encombrement - Idéal lorsque l'espace est limité



enbio.



CLAVE 8+

- ◆ Stérilisateur à vapeur de classe S avec séchage assisté par air
- ◆ Séchage ultra-rapide à porte fermée avec séchage assisté par air
- ◆ 5 cycles de stérilisation programmés : Solides/Non emballés, Emballés, Liquides, Textiles, Prions
- ◆ Capacité du compartiment : 8 L (22,9 cm x 36 cm)
- ◆ Nombre de plateaux : 3

3,995\$ ~~4,620\$~~



CLAVE 16+

- ◆ Stérilisateur à vapeur de classe S
- ◆ 5 cycles de stérilisation programmés : Solides/Non emballés, Emballés, Liquides, Textiles, Prions
- ◆ Technologie de séchage assisté par air pour un séchage plus rapide : 30 minutes
- ◆ Capacité du compartiment : 16 L (22,9 cm x 36 cm)
- ◆ Nombre de plateaux : 3

5,899\$ ~~6,773\$~~



CLAVE B

- ◆ Stérilisateur à vapeur de classe B
- ◆ Stérilisation et séchage rapides
- ◆ Système de pré/post-vide pour une élimination dynamique de l'air
- ◆ Meilleure pénétration et séchage plus rapide et plus efficace
- ◆ Dimension de la chambre : Ø 24,7 cm x 45 cm (23 L)
- ◆ Nombre de plateaux : 4 ou 5

8,999\$ ~~10,463\$~~

