



GC **FUJIROCK**



FUJIROCK	FUJIROCK EP	FUJIROCK EP PREMIUM	NEW FUJIROCK	NEW FUJIROCK IMP	NEW FUJIROCK FAST SET
PIERRE DENTAIRE DE TYPE IV	Tous types de prothèses	Implant-céramique complexe	Tous types de prothèses	Pour implant, CAD-CAM	Travaux prosthétiques haute précision
EXPANSION	≤ 0.09%	≤ 0.09%	≤ 0.08%	≤ 0.06%	≤ 0.08%
FORCE	≈ 53 MPa	≈ 60 MPa	≈ 58 MPa	≈ 54 MPa	≈ 58 MPa
TEMPS DE PRISE	10-13 min.	9-12 min.	11 min.	11 min.	5 min.
TEMPS DE RETRAIT	30-40 min.	25-35 min.			
FORMATS DISPONIBLES	12 kg	11 kg 4 kg	3 kg	3 kg	3 kg
COULEURS DISPONIBLES	BO	JP, BP, BI, GT	I, BO	I, BO	BO

* Tous les types de Fujirock sont traités pour être scannable

* Fujirock EP Premium : couleurs (**BP, BI, GT**) disponibles seulement en 4 kg

* **I** = IVOIRE, **BO** = BRUN-OR, **JP** = JAUNE PASTEL, **BP** = BLANC POLAIRE, **BI** = BRUN INCA, **GT** = GRIS TITANE

* Les prix peuvent être modifiés sans préavis

www.denplus.com

1-888-344-4424