

Fiche de données techniques

Ce gant de nitrile Phare Médica est destiné pour un usage médical. Confortable et résistant, il offre une protection optimale pour les utilisateurs.

Informations générales

| | |
|------------------------|---|
| Nom du produit | Gant nitrile Phare Médica pour examens médicaux |
| Marque | Phare Médica |
| Code de produit | 777-310XS (Très Petit), 777-310S (Petit), 777-310M (Medium), 777-310L (Grand), 777-310XL (Très Grand) |
| Application | Gants de Nitrile pour examen médicaux |
| Pays d'origine | Chine |
| Distribué par : | Phare Médica 1660 Boulevard Saint-Paul, Local 100, Saguenay, G7J 4N1, Québec, Canada |

Spécifications

| | |
|----------------------------|---|
| Matériau | Nitrile extensible |
| Couleur | Mauve |
| Dimension | Épaisseur : Paume : 3.15 Mils Doigt : 4.33 Mils Poignet : 2.76 Mils Épaisseur Moyenne : 3.4 Mils Longueur : 9.5 pouces |
| Poids | XS : 3.5 grammes, S : 3.5 g , M : 4.0 g , L : 4.5 g , XL : 5.0 g |
| Modèle | Ambidextre |
| Hypoallergène | Sans Latex / Sans Protéine |
| Autres informations | Doigts texturés pour une adhérence sûre Sans poudre Non stérile |

Résultat aux tests Chimiothérapie D6978

| Agents de chimiothérapie testés | Temps de détection de percée | Agents de chimiothérapie testés | Temps de détection de percée |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Cisplatine (1mg/ml) | >240 Minutes | Fluorouracil (50mg/ml) | >240 Minutes |
| Dacarbazine (10mg/ml) | >240 Minutes | Pacilitaxel (6mg/ml) | >240 Minutes |
| Etoposide (20mg/ml) | >240 Minutes | Mitomycin-C (0.5mg/ml) | >240 Minutes |
| Cyclophosphamide(20mg/ml) | >240 Minutes | Vincristine Sulfate (1mg/ml) | >240 Minutes |
| Doxorubicin HCL (2mg/ml) | >240 Minutes | Thiotepa (10mg/ml) | Non recommandé |
| Carmustine (BCNU) (3.3mg/ml) | Non recommandé | | |

Qualification

ASTM D-6319

ASTM D-6978

ASTM F-1671

EN 455 et EN 374

Contact Alimentaire

Fiche de données techniques

Emballage

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Emballage | 100 gants / boîte, 10 boîtes / caisse |
| Mesures de la boîte | 23 cm X 13 cm X 6.5 cm |
| Poids de la boîte | 600 grammes |

Autres informations

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'entreposage | Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne pas stocker au-dessus de 37°C |
| Mise en garde | Les composants utilisés dans la fabrication des gants peuvent provoquer une réaction allergique chez certains utilisateurs. Suivez les politiques d'utilisation de votre établissement. Les personnes ayant une sensibilité connue doivent éviter tout contact. |

