

Renfert

making work easy



lay:art evo

NOUVEAU Pinceaux en poils synthétiques

NOUVEAU lay:art evo

Pinceaux en poils synthétiques

lay:art evo est un pinceau pour céramique moderne composé de fibre bionique. Grâce à la composition chimique des filaments de la fibre et leur traitement spécifique, les poils du pinceau peuvent absorber de l'humidité et imiter la forme pointue typique des pinceaux haut de gamme. Ce sont en effet ces deux propriétés qui sont à l'origine de la gestion de l'humidité caractéristique qui, jusqu'à présent, était l'apanage des pinceaux en poils naturels. Résultat : le pinceau lay:art evo est résolument pratique et séduit par ses détails remarquables conçus pour l'art dentaire.



Avantages

- Pinceau haut de gamme innovant conçu pour les techniques de stratification céramique modernes (p. ex. la micro-stratification, mais aussi la stratification classique).
- Fibre bionique permettant une stratification précise et écologiquement durable.
- Système de recharge avec différentes tailles permettant de remplacer facilement la pointe du pinceau, qui devient ainsi plus économique.

Détails

- La pointe fine durablement tonique et élastique garantit une application précise de la céramique.
- Grâce à sa tonicité, la pointe fine du pinceau s'adapte en souplesse à l'effort exercé et conserve ainsi sa forme tout au long du processus de stratification.
- Gestion hors pair de l'humidité grâce à une fibre bionique innovante.
- Durée de vie nettement plus longue de la pointe du pinceau par rapport aux pinceaux classiques.



Selon la taille, vous pouvez choisir entre deux types de pointe : Flame et Cone

Référence

lay:art evo fine handle	1 pièce, sans pointe interchangeable	No. 17240000
lay:art evo standard handle	1 pièce, sans pointe interchangeable	No. 17240001
[1] lay:art evo taille 2	1 pièce, avec manche fine	No. 17240002
[2] lay:art evo taille 4 flame	1 pièce, avec manche standard	No. 17240004
[3] lay:art evo taille 4 cone	1 pièce, avec manche standard	No. 17240014
[4] lay:art evo taille 6 flame	1 pièce, avec manche standard	No. 17240006
[5] lay:art evo taille 6 cone	1 pièce, avec manche standard	No. 17240016
[6] lay:art evo taille 8 flame	1 pièce, avec manche standard	No. 17240008
[7] lay:art evo taille 8 cone	1 pièce, avec manche standard	No. 17240018
[8] lay:art evo color	1 pièce, avec manche fine	No. 17240100
[9] lay:art evo opaque	1 pièce, avec manche fine	No. 17240200
lay:art evo taille 2 refill	2 pièces, sans manche	No. 17240012
lay:art evo taille 4 flame refill	2 pièces, sans manche	No. 17240114
lay:art evo taille 4 cone refill	2 pièces, sans manche	No. 17241114
lay:art evo taille 6 flame refill	2 pièces, sans manche	No. 17240116

lay:art evo taille 6 cone refill	2 pièces, sans manche	No. 17241116
lay:art evo taille 8 flame refill	2 pièces, sans manche	No. 17240118
lay:art evo taille 8 cone refill	2 pièces, sans manche	No. 17241118
lay:art evo color refill	2 pièces, sans manche	No. 17240110
lay:art evo opaque refill	2 pièces, sans manche	No. 17240210
lay:art evo build up set	Manche standard avec trois tailles de pinceau (4, 6, 8 flame)	No. 17240300
lay:art evo detail up set	Manche fine avec trois tailles de pinceau (color, opaque, 2)	No. 17240400