



DP ESTÉTICA, disques de PMMA

Propulsé par **UNIDESA**



Les disques DP Estética sont le choix des professionnels dentaires qui privilégient la qualité des produits avant tout!

Les disques DP Estética PMMA sont fabriqués en partenariat avec Union Dental SA en utilisant uniquement des matières premières de la plus haute qualité et des processus de contrôle qualité rigoureux, ce qui se traduit par une dureté et une résistance à l'usure, une précision de teinte et une esthétique exceptionnelles.

Tous les disques DP Estética PMMA:

- Utilisent la résine PMMA hautement réticulée et renforcée avec un poids moléculaire élevé, résultant en une dureté et une résistance à l'usure supérieures
- Utilisent des pigments 100 % minéraux pour une excellente stabilité des couleurs et une précision des nuances reproductible
- Répondent à des normes rigoureuses de contrôle de qualité ISO. 100 % des disques DP Estética PMMA sont inspectés hors ligne et chaque disque est fabriqué individuellement
- Sont faciles à usiner et à polir en raison de la qualité et de la densité de la matière première



unidesa - *odi*



1-888-344-4424
www.denplus.com



Les disques DP Estética sont le choix des professionnels dentaires qui privilégient la qualité des produits avant tout!



DP Estética, disques de PMMA de couleurs dents 10 couches

Quand l'esthétique ultime est la priorité.

- Prothèses fraisées
- Provisoires esthétiques à long terme
- Dégradé parfait des couleurs
- Fluorescence similaire à celle des dents naturelles

98.5mm | Teintes: A1, A2, A3, B1, C2, BL1
20mm: 112,75\$

DP Estética, disques de PMMA de couleurs dents 8 couches translucides

Formulation unique avec une translucidité supérieure de 40% par rapport à Estética 10L.

- Prothèses fraisées, dégradé parfait des couleurs
- Provisoires esthétiques à long terme
- Fluorescence similaire à celle des dents naturelles

98.5mm | 16mm Teintes: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1 - 84,50\$
98.5mm | 20mm Teintes: A1, A2, A3, B1, C2, BL1 96,25\$

DP Estética, disques de PMMA de couleurs dents monochromes

Les disques PMMA monochromes de couleur dents DP Estética sont idéaux pour les provisoires ou les maquettes à court terme où la résistance et la précision de la teinte sont valorisées.

98.5mm | Teintes: A1, A2, A3, B1, C1, D2, BL1
16mm: 61,25\$ | 20mm: 63,50\$

DP Estética, disques de PMMA transparent

Clair comme du verre. Pour fraiser des attelles dures et des protections nocturnes ainsi que des appareils orthodontiques. Peut également être utilisé dans le cadre de processus de moulage ou de pressage, car le matériau brûle proprement.

98.5mm | Teinte: Transparent 16mm: 51,75\$

DP Estética, disques de PMMA de couleurs dents 5 couches

Idéal pour les provisoires à court terme ou les maquettes où la résistance, l'esthétique et la précision des teintes sont valorisées.

98.5mm | Teintes: A1, A2, A3, B1, C1, D2
16mm: 84,50\$ | 20mm: 96,25\$

DP Estética, disques de PMMA veiné rose

Pour usiner des bases de prothèses complètes.

98.5mm | Teinte: Veiné rose, Veiné original
25mm: 71,65\$ | 30mm: 75,25\$



unidesa - *odi*



1-888-344-4424
www.denplus.com