




Les instruments en carbure de Diaswiss répondent à toutes les exigences en termes de durée de vie, de capacité de coupe ainsi que d'état de surfaces. Outre les fraises à denture simple et croisée, **Diaswiss** propose une série de dentures innovantes pour des matériaux et des applications spécifiques. La qualité de la finition des instruments en carbure se distingue par un procédé complexe de brasage qui consiste à introduire la tige de la fraise dans la tête durant cette opération. Nous obtenons par ce procédé une excellente stabilité réduisant ainsi les vibrations et les risques de rupture.

Tarification simplifiée des fraises : **19,99\$, 24,99\$ ou 29,99\$**

Vous pouvez combiner vos choix de fraises.



ACHETEZ

**cinq fraises* en carbure
de tungstène et choisissez
gratuitement une de
ces deux options:**

DIASWISS OCCLUSION SPRAY

75 ml. Choix de blanc, vert, rouge et bleu
Prix de détail **16,75\$**

Diaswiss Occlusion Spray produit une couche très fine de seulement 6 à 8 microns. Chaque bouteille est fournie avec deux types de propulseur : propulseur bleu directement monté sur la bouteille et propulseur blanc avec tube extension.



DIAFLEECE

Paquet de dix avec un mandrin
Prix de détail **24,99\$**

Diafleece - Brosses abrasives pour l'ébavurage et le lissage des acryliques souples, des acryliques, des aligneurs et des plaques occlusales imprimées. En trois granulométries différentes.

Promotions « FLASH »

EN VIGUEUR:
**4 décembre au
22 décembre 2023**

Scannez le code QR pour voir
toutes les options de fraises
en carbure Diaswiss
disponibles en promotion



**Cette promotion est limitée aux fraises en carbure Diaswiss vendues à l'unité.*

denplus.com

1.888.344.4424