






## Antérieure maxillaire

	Ovale	Triangulaire	Rectangulaire	Carrée
<b>040</b>	40,0 7,5 10,0	<b>044</b> 43,9 8,1 10,2	<b>049</b> 49,2 9,0 11,8	
<b>T41</b>	40,5 7,5 9,4	<b>T43</b> 43,3 8,2 10,3	<b>T46</b> 46,1 8,5 10,2	<b>T49</b> 48,8 9,0 11,8
<b>R42</b>	42,1 7,9 9,3	<b>R45</b> 44,5 8,2 10,3	<b>R47</b> 46,6 8,5 11,0	
<b>S47</b>	46,8 8,9 10,8	<b>S50</b> 49,7 9,2 12,0		

\* Se référer au tableau des teintes disponibles à la page 3 pour l'équivalent VITA SYSTEM 3D-MASTER des teintes VITA Classical.

## Antérieure mandibulaire



VITA MFT Antérieure	Max. / N°  mm	<b>040</b> 40,0	<b>044</b> 43,9	<b>049</b> 49,2	<b>T41</b> 40,5	<b>T43</b> 43,3	<b>T46</b> 46,1	<b>T49</b> 48,8	<b>R42</b> 42,1	<b>R45</b> 44,5	<b>R47</b> 46,6	<b>S47</b> 46,8	<b>S50</b> 49,7
	Man. / N°  mm	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L40</b> 39,5	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L40</b> 39,5
VITA MFT Postérieure	Max. / N°  mm	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0
	Man. / N°  mm	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre. \* Longue (047 et L37 avec collet plus long).

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

## Postérieure



Couleurs disponibles	
VITA classical A1–D4® *	VITA SYSTEM 3D-MASTER®
	0M1
	0M3
A1	2M1
~A2	2M2
A3	3M2
~A3,5	3R2.5
~A4	4M2
~B1	1M1
~B2	2L1.5
~B3	3L2.5
~B4	3M3
C1	–
~C2	3L1.5
C3	4L1.5
~C4	5M1
~D2	3M1
D3	–
~D4	3L1.5

\* Les teintes classiques VITA MFT indiquées par "~" ne sont pas disponibles actuellement. Utiliser les teintes équivalentes VITA SYSTEM 3D-MASTER les plus proches (colonne de droite du tableau Couleurs disponibles).