

NUMÉRIQUE



SOLUTIONS NUMÉRIQUES.
SUPPORT GARANTI.

DenPlus propose fièrement une gamme de solutions pour la numérisation, l'impression 3D et l'usinage provenant de certains des leaders mondiaux de la dentisterie numérique. Nous avons investi dans le support technique et la formation pour les solutions que nous vendons, garantissant que lorsque les professionnels de la dentisterie investissent dans des produits numériques, ils mettent en œuvre les technologies rapidement, avec succès et efficacité.

DETAX



keystone[®]
industries

SHINING 3D
DENTAL



VITA[®]

1-888-344-4424
www.denplus.com

myerson.

RÉSINES POUR IMPRESSION 3D

MODÈLE

DenPlus 3D DLP	- beige, gris et blanc	1kg
Keystone KeyModel Ultra	- ivoire, gris	1kg
Phrozen Aqua 4K	- ivoire, gris	1kg
Phrozen Water Washable	- ivoire	1kg



PLAQUES OCCLUSALES

Detax Freeprint Splintmaster Flex	- claire	1kg
Detax Freeprint Splintmaster Taff	- claire	1kg
Keystone KeySplint Soft	- teintée et claire	1kg
Keystone KeySplint Hard	- teintée et claire	1kg

DENTS

Detax Freeprint Crown	- A1, A2, A3	500g et 1kg
Detax Freeprint Temp	- A1, A2, A3	500g et 1kg
Rodin Titan	- A1, A2, A3, B1, C1, 0M1, 0M3	600g
Rodin Sculpture 2.0	- A1, A2, A3, B1, C1, 0M1	600g



GUIDES CHIRURGICAUX

Keystone KeyGuide	- teintée	1kg
-------------------	-----------	-----



PROTHÈSE - FLEXIBLE

Detax Freeprint Denture Flex	- rose, claire	- 1kg
------------------------------	----------------	-------

PROTHÈSE

Detax Freeprint Denture	- rose	1kg
Detax Freeprint Denture Impact	- rose	1kg

PROTHÈSES D'ESSAI

Keystone KeyDenture Try-in – A1, B1, BL4 500g et 1kg
 Rodin Try-in 1kg



PROTECTEURS BUCCAUX

Keystone KeyGuard – blanc et noir 1kg

MASQUE GINGIVAL

Keystone KeyMask – rose 500g
 Phrozen Gingival Mask – rose 500g



PORTE-EMPREINTES

Detax Freeprint Tray 2.0 – vert 1kg
 Keystone KeyTray – mauve pâle 1kg

www.denplus.com

CALCINABLE

DenPlus 3D DLP casting – vert 1kg
 Keystone KeyCast – mauve 1kg

*Visitez notre site web
 pour connaître les prix
 et les promotions*

ACCUFAB L4D

- **Résolution 4K**
- Ajouter une capacité d'impression de manière abordable et sans compromis
- Petites et grandes plaques/bacs à résine pour une efficacité et une flexibilité maximales
- Logiciel de tranchage gratuit sans frais de licence annuel
- Modules complémentaires gratuits pour la conception de modèles, de gouttières occlusales et de couronnes
- Durée de vie du bac à résine contrôlée par l'utilisateur et non via une puce RFID
- Large sélection de profils de résines pré-validés ainsi que la possibilité de créer des profils personnalisés

ACCUFAB CEL

- **Résolution 6K**
- Ajout de capacité d'impression de manière abordable et sans compromis
- Petites et grandes plaques/bacs à résine pour une efficacité et une flexibilité maximales
- Logiciel de tranchage gratuit sans frais de licence annuel
- Modules complémentaires gratuits pour la conception de modèles, de gouttières occlusales et de couronnes
- Durée de vie du bac à résine contrôlée par l'utilisateur et non via une puce RFID
- Large sélection de profils de résines pré-validés ainsi que la possibilité de créer des profils personnalisés
- Contrôle/chauffage de la température de la chambre d'impression



Disponible au
4^e trimestre 2025



ACCUFAB F1

- Système de projection DLP
- Résolution 1920 x 1080
- Précision de +/- 25 μ m
- Technologie de chauffage double réduisant considérablement le temps d'impression et améliorant le taux de réussite
- Détection intelligente : la plateforme d'impression, le bac à résine et l'unité optique disposent d'une détection automatique pour surveiller en temps réel les composants manquants ou les résidus
- Logiciel de tranchage gratuit sans frais de licence annuel
- Large sélection de profils de résines prévalidés ainsi que la possibilité de créer des profils personnalisés

www.denplus.com

**Visitez notre site web pour
connaître les prix et les promotions**

POST-POLYMÉRISATION

SHINING 3D FABCURE 2

- Puissance LED de 70W
- Grande chambre de durcissement
- Chauffage intégré
- Temps de durcissement prédéfinis par type/marque de résine
- Programmable pour des profils personnalisés



SHINING 3D FABCURE 1S

- Puissance LED de 30W
- Compact pour les espaces restreints

PHROZEN CURE+

- Cuisson «Flash»
- Chambre de cuisson chauffée
- Large gamme de longueurs d'onde pour garantir un durcissement optimal pour une large gamme de matériaux
- Programmable pour permettre des stratégies personnalisées
- Puissance LED 150W



NETTOYAGE

PHROZEN WASH +

- Deux compartiments pour un nettoyage simplifié en deux étapes des pièces imprimées
- Cycles de lavage programmables
- Conçu pour accueillir la plaque de construction des imprimantes XL 4K ou placer les pièces imprimées dans les réservoirs



SHINING 3D FABWASH

- Cycles de «lavage et séchage» préprogrammés
- Compartiment unique avec une capacité de 9,5 L
- Conçu pour accueillir la plaque de construction des imprimantes Accufab L4D, CEL et D1S, ou placer les pièces imprimées dans le réservoir
- Retrait automatique des pièces des plaques de construction Accufab L4D, CEL et D1S

SCANNER DE TABLE

SHINING 3D DS-EX PRO H

- Précision de numérisation de 8 μ m
- Double caméras de 5,0 MP
- Formats de fichier de numérisation STL, OBJ et PLY
- Logiciel de numérisation gratuit sans frais de licence annuel
- Intégration transparente avec le logiciel de CAO exocad
- Multiples modes de numérisation
- Prise en charge des articulateurs de taille réelle et de la numérisation d'empreintes



www.denplus.com

*Visitez notre site web
pour connaître les prix
et les promotions*



SHINING 3D DS-EX PRO

- Précision de numérisation de 10 μ m
- Double caméras de 1,3 MP
- Formats de fichier de numérisation STL, OBJ et PLY
- Logiciel de numérisation gratuit sans frais de licence annuel
- Intégration transparente avec le logiciel de CAO exocad
- Multiples modes de numérisation
- Prise en charge des articulateurs de taille réelle et de la numérisation d'empreintes

SCANNER INTRA-ORAL

SHINING 3D AORALSCAN 3

- **Avec fil OU Sans fil**
- Formats de fichier de numérisation STL, OBJ et PLY
- Logiciel de numérisation gratuit sans frais de licence annuel
- Deux tailles d'embouts de scanner. Les embouts sont autoclavables jusqu'à 100 fois.
- Le logiciel comprend des modules gratuits de création de modèles et de conception temporaire



SHINING 3D AORALSCAN ELITE IOS

- **Avec fil OU Sans fil**

L'Aoralscan Elite est le premier appareil au monde à intégrer à la fois la numérisation intra-orale et la photogrammétrie dans une seule unité. L'appareil fonctionne comme un scanneur intra-oral standard (SIO) pour capturer des images de cas dentés, permettant ainsi des analyses détaillées des dents et des structures buccales. De plus, il sert de système de photogrammétrie, utilisé pour enregistrer avec précision la position des implants dentaires dans les cas édentés.



NUMÉRISATEUR FACIAL

SHINING 3D METISMILE

- Acquisition d'un scan facial complet en 10 secondes
- Logiciel de numérisation gratuit sans frais de licence annuel
- Formats de fichier de numérisation STL, OBJ et PLY
- Fichiers de scan alignés facilement importés dans tous les logiciels de conception CAO
- Optimisé pour exocad CAD



PMMA base prothétique

DenPlus Estética Base (98mm) – rose veiné
25mm, 30mm – veiné original

Keystone KeyMill (98mm) – original et
25mm, 30mm – rose-rougeâtre clair

Yamahachi Pink Veined (98mm) – rose veiné
25mm, 30mm, 35mm



PMMA dents

DenPlus Estética (98.5mm)

Mono: 16mm, 20mm
Teintes: A1, A2, A3, B1, C1, D2, BL1

8-couches translucide:

16mm / Teintes: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1

20mm / Teintes: A1, A2, A3, B1, C2, BL1

10-couhes: 20mm
Teintes: A1, A2, A3, B1, C2, BL1

Yamahachi (98mm)

Mono: Les 16 teintes Classique Vita
12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm

Vita Vionic Dent Disc Multicolour (98mm - 20mm)

Teintes: Les 16 teintes Classique Vita, 0M1, 0M3

PMMA clair

DenPlus Estética Clear (98mm):
14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm

Yamahachi Clear (98mm):
12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm



POLYMÈRE

Myerson Duraflex CAD (98mm)	– rose moyen, rose foncé	15mm, 20mm, 25mm
Myerson Duracetal CAD (98mm)	– A1, A2, A3, A3.5, B1, C3, «bleach», rose	15mm, 20mm, 25mm
Myerson Visiclear CAD (98mm)	– clair	15mm, 20mm, 25mm
Myerson Dentivera (98mm)	– beige et blanc	18mm, 24mm