

NUMÉRIQUE



SOLUTIONS NUMÉRIQUES. SUPPORT GARANTI.

DenPlus propose fièrement une gamme de solutions pour la numérisation, l'impression 3D et l'usinage provenant de certains des leaders mondiaux de la dentisterie numérique. Nous avons investi dans le support technique et la formation pour les solutions que nous vendons, garantissant que lorsque les professionnels de la dentisterie investissent dans des produits numériques, ils mettent en œuvre les technologies rapidement, avec succès et efficacité.

DETAX



RODIN[®]
3D Resin

keystone[®]
industries

SHINING 3D
DENTAL

 **phrozen**

VITA[®]

myerson.

1-888-344-4424
www.denplus.com

RÉSINES POUR IMPRESSION 3D

MODÈLE

DenPlus 3D DLP	– beige, ivoire, gris, gris pâle, blanc	1 kg
Keystone KeyModel Ultra	– ivoire, gris	1 kg
Phrozen Aqua 4K	– ivoire, gris	1 kg
Phrozen Water Washable	– ivoire	1 kg



PLAQUES OCCLUSALES

Detax Freeprint Splintmaster Flex	– claire	1 kg
Detax Freeprint Splintmaster Taff	– claire	1 kg
Keystone KeySplint Soft	– teintée et claire	1 kg
Keystone KeySplint Hard	– teintée et claire	1 kg

DENTS

Detax Freeprint Crown	– A1, A2, A3	500g et 1 kg
Detax Freeprint Temp	– A1, A2, A3	500g et 1 kg
Rodin Titan	– A1, A2, A3, B1, C1, 0M1, 0M3	600g
Rodin Sculpture 2.0	– A1, A2, A3, B1, C1, 0M1	600g



GUIDES CHIRURGICAUX

Keystone KeyGuide	– teintée	1 kg
-------------------	-----------	------

PROTHÈSE - FLEXIBLE

Detax Freeprint Denture Flex
– rose, claire
– 1 kg

PROTHÈSE

Detax Freeprint Denture	– rose	1 kg
Detax Freeprint Denture Impact	– rose	1 kg



PROTHÈSES D'ESSAI

Keystone KeyDenture Try-in	– A1, B1, BL4	500g et 1 kg
Rodin Try-in		1 kg



PROTECTEURS BUCCAUX

Keystone KeyGuard	– blanc et noir	1 kg
-------------------	-----------------	------

MASQUE GINGIVAL

Keystone KeyMask	– rose	500g
Phrozen Gingival Mask	– rose	500g



PORTE-EMPRESINTES

Detax Freeprint Tray 2.0	– vert	1 kg
Keystone KeyTray	– mauve pâle	1 kg

www.denplus.com

CALCINABLE

DenPlus 3D DLP casting	– vert	1 kg
Keystone KeyCast	– mauve	1 kg

*Visitez notre site web
pour connaître les prix
et les promotions*

ACCUFAB L4D

- **Résolution 4K**
- Ajouter une capacité d'impression de manière abordable et sans compromis
- Petites et grandes plaques/bacs à résine pour une efficacité et une flexibilité maximales
- Logiciel de tranchage gratuit sans frais de licence annuel
- Modules complémentaires gratuits pour la conception de modèles, de gouttières occlusales et de couronnes
- Durée de vie du bac à résine contrôlée par l'utilisateur et non via une puce RFID
- Large sélection de profils de résines pré-validés ainsi que la possibilité de créer des profils personnalisés

ACCUFAB CEL

- **Résolution 6K**
- Ajout de capacité d'impression de manière abordable et sans compromis
- Petites et grandes plaques/bacs à résine pour une efficacité et une flexibilité maximales
- Logiciel de tranchage gratuit sans frais de licence annuel
- Modules complémentaires gratuits pour la conception de modèles, de gouttières occlusales et de couronnes
- Durée de vie du bac à résine contrôlée par l'utilisateur et non via une puce RFID
- Large sélection de profils de résines pré-validés ainsi que la possibilité de créer des profils personnalisés
- Contrôle/chauffage de la température de la chambre d'impression



**Disponible au
4^e trimestre 2025**



ACCUFAB F1

- Système de projection DLP
- Résolution 1920 x 1080
- Précision de +/- 25 μ m
- Technologie de chauffage double réduisant considérablement le temps d'impression et améliorant le taux de réussite
- Détection intelligente : la plateforme d'impression, le bac à résine et l'unité optique disposent d'une détection automatique pour surveiller en temps réel les composants manquants ou les résidus
- Logiciel de tranchage gratuit sans frais de licence annuel
- Large sélection de profils de résines prévalidés ainsi que la possibilité de créer des profils personnalisés

www.denplus.com

**Visitez notre site web pour
connaître les prix et les promotions**

POST-POLYMÉRISATION

SHINING 3D FABCURE 2

- Puissance LED de 70W
- Grande chambre de durcissement
- Chauffage intégré
- Temps de durcissement prédéfinis par type/marque de résine
- Programmable pour des profils personnalisés



SHINING 3D FABCURE 1S

- Puissance LED de 30W
- Compact pour les espaces restreints

PHROZEN CURE+

- Cuisson «Flash»
- Chambre de cuisson chauffée
- Large gamme de longueurs d'onde pour garantir un durcissement optimal pour une large gamme de matériaux
- Programmable pour permettre des stratégies personnalisées
- Puissance LED 150W



NETTOYAGE

PHROZEN WASH +

- Deux compartiments pour un nettoyage simplifié en deux étapes des pièces imprimées
- Cycles de lavage programmables
- Conçu pour accueillir la plaque de construction des imprimantes XL 4K ou placer les pièces imprimées dans les réservoirs



SHINING 3D FABWASH

- Cycles de «lavage et séchage» préprogrammés
- Compartiment unique avec une capacité de 9,5 L
- Conçu pour accueillir la plaque de construction des imprimantes Accufab L4D, CEL et D1S, ou placer les pièces imprimées dans le réservoir
- Retrait automatique des pièces des plaques de construction Accufab L4D, CEL et D1S

SCANNER DE TABLE

SHINING 3D DS-EX PRO H

- Précision de numérisation de 8µm
- Double caméras de 5,0 MP
- Formats de fichier de numérisation STL, OBJ et PLY
- Logiciel de numérisation gratuit sans frais de licence annuel
- Intégration transparente avec le logiciel de CAO exocad
- Multiples modes de numérisation
- Prise en charge des articulateurs de taille réelle et de la numérisation d'empreintes



www.denplus.com

*Visitez notre site web
pour connaître les prix
et les promotions*



SHINING 3D DS-EX PRO

- Précision de numérisation de 10µm
- Double caméras de 1,3 MP
- Formats de fichier de numérisation STL, OBJ et PLY
- Logiciel de numérisation gratuit sans frais de licence annuel
- Intégration transparente avec le logiciel de CAO exocad
- Multiples modes de numérisation
- Prise en charge des articulateurs de taille réelle et de la numérisation d'empreintes

SCANNER INTRA-ORAL

SHINING 3D AORALSCAN 3

- **Avec fil OU Sans fil**
- Formats de fichier de numérisation STL, OBJ et PLY
- Logiciel de numérisation gratuit sans frais de licence annuel
- Deux tailles d'embouts de scanner. Les embouts sont autoclavables jusqu'à 100 fois.
- Le logiciel comprend des modules gratuits de création de modèles et de conception temporaire



SHINING 3D AORALSCAN ELITE IOS

- **Avec fil OU Sans fil**

L'Aoralscan Elite est le premier appareil au monde à intégrer à la fois la numérisation intra-orale et la photogrammétrie dans une seule unité. L'appareil fonctionne comme un scanneur intra-oral standard (SIO) pour capturer des images de cas dentés, permettant ainsi des analyses détaillées des dents et des structures buccales. De plus, il sert de système de photogrammétrie, utilisé pour enregistrer avec précision la position des implants dentaires dans les cas édentés.



NUMÉRISATEUR FACIAL

SHINING 3D METISMILE

- Acquisition d'un scan facial complet en 10 secondes
- Logiciel de numérisation gratuit sans frais de licence annuel
- Formats de fichier de numérisation STL, OBJ et PLY
- Fichiers de scan alignés facilement importés dans tous les logiciels de conception CAO
- Optimisé pour exocad CAD



PMMA base prothétique

DenPlus Estética Base (98mm) – rose veiné
25mm, 30mm veiné original

Keystone KeyMill (98mm) – original et
25mm, 30mm rose-rougeâtre clair

Yamahachi Pink Veined (98mm) – rose veiné
25mm, 30mm, 35mm



PMMA dents

DenPlus Estética (98.5mm)

Mono: 16mm, 20mm

Teintes: A1, A2, A3, B1, C1, D2, BL1

8-couches translucide:

16mm / Teintes: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1

20mm / Teintes: A1, A2, A3, B1, C2, BL1

10-couhes: 20mm

Teintes: A1, A2, A3, B1, C2, BL1

Yamahachi (98mm)

Mono: Les 16 teintes Classique Vita

12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm

Vita Vionic Dent Disc Multicolour (98mm - 20mm)

Teintes: Les 16 teintes Classique Vita, 0M1, 0M3



PMMA clair

DenPlus Estética Clear (98mm):
14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm

Yamahachi Clear (98mm):
12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm



POLYMÈRE

Myerson Duraflex CAD (98mm)
Myerson Duracetal CAD (98mm)
Myerson Visiclear CAD (98mm)
Myerson Dentivera (98mm)

– rose moyen, rose foncé
– A1, A2, A3, A3.5, B1, C3, «bleach», rose
– clair
– beige et blanc

15mm, 20mm, 25mm
15mm, 20mm, 25mm
15mm, 20mm, 25mm
18mm, 24mm