

## OUTILS DE PRÉCISION **DIA**SWISS FABRIQUÉS EN SUISSE

15 % de réduction sur tous les outils rotatifs :  
fraises au carbure, polissoirs, disques diamantés



ÉCONOMISEZ  
**15%**

## VPS DENPLUS

Achetez-en 6, obtenez-en un gratuitement  
sur tous les produits DenPlus VPS.  
Les combinaisons sont autorisées.

- Cartouche de 50 ml plus trois embouts malaxeurs
- Légère, moyenne, élevée, Monophase, prise d'occlusion, masque gingival



**18<sup>20</sup>\$**  
chaque



Tous les  
produits  
DenPlus VPS  
sont  
scannables

## BESQUAL 2 MICRO-MOTEUR

Pièce à main avec brosse au carbone

- Vitesse variable ajustable
- Vitesse maximale : 40 000 tr/min
- Couple : 2,9 Ncm
- Contrôleur au pied ou sur le moteur
- Support de pièce à main intégré
- 110 volts

CODE: METBESQUAL2




ÉCONOMISEZ  
**46<sup>83</sup>\$**

**299\$**  
~~345<sup>99</sup>\$~~

## QUICK MASTER LAB 25 OU LAB 40 ARTICULATEUR ANATOMIQUE FIXE (NON-ARCON)

- Distance intercondylienne: 110 mm
  - Pente condylienne fixe à 25° ou 40°
  - Angle de Bennett: 0°, 10°, 15°, 20°
  - Mouvement latéral: 0,5, 1,0 et 1,5 mm
  - Déplacement en propulsion: 0 à 6 mm
  - Extrêmement léger: 530 g
  - Fabrication: métal et matériaux composites
- CODE: 25° - FAGQMA25M 40° - FAGQMA40M

fagdentaire



ÉCONOMISEZ  
**50\$**

## QUICK MASTER B2M ARTICULATEUR SEMI-AJUSTABLE (ARCON)

- Distance intercondylienne: 110 mm
  - Pente condylienne: réglable de 0° à 70°
  - Angle de Bennett: 0°, 10°, 15°, 20°
  - Mouvement latéral: 0,5, 1,0 et 1,5 mm
  - Déplacement en propulsion: 0 à 6 mm
  - Extrêmement léger: 590 g
  - Fabrication: métal et matériaux composites
- CODE: FAGQMB2M



ÉCONOMISEZ  
**50\$**

**499\$**  
~~549<sup>99</sup>\$~~