



une marque
de confiance



Brûleur à induction DPJ29

Chauffe les spatules de modelage par induction magnétique

- Sans flamme, ni gaz
- Super rapide: 1 à 2 s
- S'active automatiquement après introduction de la spatule
- Sécuritaire au laboratoire
- 120 V
- Dimension: 195 x 85 x 83 mm (7 3/4 x 3 3/8 x 3 1/4 po)
- Vendu avec 2 coupes en silicone
- Coupe de silicone supplémentaire vendue séparément
- Garantie 6 mois

295\$
SPÉCIAL 224\$



Bain Ultrason DS310W de Isonic

Le plus petit bain ultrasonique commercial avec transducteur

- Le puissant transducteur 55 W produit une intensité de puissance de 68 W/L, beaucoup plus élevée que la moyenne des nettoyeurs ultrasoniques
- Bêcher en acier inoxydable avec support intégré. Soutien du bêcher plus facile
- Cuve allongée, capacité de 0,8 l
- Dimension de la cuve: 18,0 x 8,7 x 5,8 cm
- Panneau de contrôle solide à touches sensibles, sans boutons, à l'épreuve de l'eau, pour une plus grande fiabilité
- Dimension de l'unité: 22,0 x 13,8 x 1,1 cm
- Niveau maximum: 650 ml
- Fréquence: 40 000 Hz
- Voltage: 100-120 V
- Puissance: 55 W



210\$
SPÉCIAL 185\$

Promotions « FLASH »

EN VIGUEUR:
25 mars au 12 avril 2024



Lampe portative Esthetic Eye

Idéale pour un jumelage parfait des teintes

- Distance de travail idéale: 10 à 15 cm
- Lumière naturelle 5500K
- DEL de haute qualité
- Rechargeable



265\$
SPÉCIAL 199\$

denplus.com  

1.888.344.4424