

PHOTO-TRAY ET PHOTO-BASE

- 50 feuilles par boîte

69\$ ~~86\$~~
Épargnez
20%



MOLLOPLAST-B

detax

329⁶⁶\$ 170 g ~~359⁰⁰\$~~
DET03001
Épargnez
30\$



BOITES ORTHODONTIQUES

- 25 par paquet

19\$ ~~28⁷⁵\$~~
Épargnez
33%



CIRE DE MONTAGE DENPLUS

59\$ 5 lb ~~66²⁵\$~~
Épargnez
10%



3001101

3001102

DISQUES USINABLES PMMA VITA VIONIC DENT MULTICOULEUR

VITA®

Achetez **10 VITA VIONIC DENT DISC** et obtenez
1 RÉSINE VITA VIONIC BOND MULTIDOSE gratuite ou **1 VITA VMLC PRIMER**



DISQUES PMMA USINABLES ESTÉTICA

- Rose et Originale
- 25 mm et 30 mm

52\$ ~~59⁹⁹\$~~

Épargnez
13%



DP Estética  unidesa · odi

- 16 mm
- 8 couches translucides – couleurs Vita Classique assorties

82⁹⁹\$

ACHÉTEZ-EN
5
ET OBTENEZ-EN
1 GRATUITEMENT

STÉRILISATEURS

Maintenant disponible
chez denplus

ENBIO S ET PRO

- ◆ Stérilisateur de classe B à pré-vide (élimination de l'air)
- ◆ Cycle de stérilisation ultra-rapide
- ◆ Dimensions S : 56 cm x 25 cm x 16 cm
- ◆ Dimensions PRO : 56,1 x 26,9 x 20,3 cm
- ◆ Faible encombrement - Idéal lorsque l'espace est limité



CLAVE 8+

- ◆ Stérilisateur à vapeur de classe S avec séchage assisté par air
- ◆ Séchage ultra-rapide à porte fermée avec séchage assisté par air
- ◆ 5 cycles de stérilisation programmés : Solides/Non emballés, Emballés, Liquides, Textiles, Prions
- ◆ Capacité du compartiment : 8 L (22,9 cm x 36 cm)
- ◆ Nombre de plateaux : 3

3,995\$ ~~4,620\$~~



CLAVE 16+

- ◆ Stérilisateur à vapeur de classe S
- ◆ 5 cycles de stérilisation programmés : Solides/Non emballés, Emballés, Liquides, Textiles, Prions
- ◆ Technologie de séchage assisté par air pour un séchage plus rapide : 30 minutes
- ◆ Capacité du compartiment : 16 L (22,9 cm x 36 cm)
- ◆ Nombre de plateaux : 3

5,899\$ ~~6,773\$~~



CLAVE B

- ◆ Stérilisateur à vapeur de classe B
- ◆ Stérilisation et séchage rapides
- ◆ Système de pré/post-vide pour une élimination dynamique de l'air
- ◆ Meilleure pénétration et séchage plus rapide et plus efficace
- ◆ Dimension de la chambre : Ø 24,7 cm x 45 cm (23 L)
- ◆ Nombre de plateaux : 4 ou 5

8,999\$ ~~10,463\$~~

